

赛陆创办于2020年，是国家高新技术企业和国家专精特新小巨人企业，专注于开发自主知识产权的上游测序平台、超分辨空间组学平台和固相基因芯片检测平台，实现基因组学、空间组学以及基因芯片产品的自主开发及科研临床端转化。公司突破了以往测序和组学产品在通量、成本、分辨率、自动化等方面的瓶颈，获得国家药监局 NMPA 三类医疗器械注册证、欧盟 CE-IVDR 等多项关键认证。公司发展迅速，现拥有国际领先的测序、组学和芯片平台，可以为中下游应用提供全面的解决方案，产品畅销海内外。

Saluseq Nimbo 测序仪



· 优势应用场景 ·

NIPT、mNGS/tNGS、肿瘤伴随诊断小Panel、16S 测序、司法鉴证等

产品核心优势



迅捷精准



靶握先机



无需凑样



Reads 数 / Run
25 M ~ 100 M



数据量 / Run
1.25 Gb ~ 40 Gb



运行时间
3.4 hr ~ 25 hr

Salus Pro 测序仪



· 优势应用场景 ·

NIPT、PGT-A、遗传病辅助诊断、肿瘤伴随诊断、mNGS/tNGS、全外显子组、法医鉴定等

产品核心优势



自由灵活



快速准确



操作便捷



Reads 数 / Run
80 M ~ 2000 M



数据量 / Run
4 Gb ~ 600 Gb



运行时间
4.8 hr ~ 45 hr

Salus EVO 测序仪



· 优势应用场景 ·

单细胞、空间转录组、全基因组等

产品核心优势

通量与速度的极致平衡，带来交付能力质的提升



Reads 数 / Run
1500 M ~ 6000 M



数据量 / Run
112.5 Gb ~ 1800 Gb



运行时间
9.5 hr ~ 24 hr

广泛的科研与产业应用

医疗健康

公共卫生与安全

基础研究

分子育种

环境监测

消费基因

赛陆空间转录组整体解决方案

亚细胞级分辨率,分子级的细胞视角

方案概述

赛陆空间转录组完整解决方案包括**空间转录组芯片**、**基因测序仪**和**空间转录组分析工具**等。



赛陆空间转录组芯片

赛陆基因测序仪

数据分析及可视化



降维聚类展示小鼠大脑分区结构
(25μm分辨率)

方案优势

亚细胞分辨率



捕获区域灵活



高通量



高捕获效率



大组织应用



可扩展性强



荣誉资质

国家专精特新
小巨人企业

国家高新技术
企业

NMPA 三类医疗
器械注册证

欧盟 CE-IVDR
认证

ISO13485:2016
医疗器械质量
管理体系认证



合作洽谈



了解更多

深圳赛陆医疗科技有限公司
0755-2374 5832

✉ info@salus-bio.com
🌐 http://salus-bio.com

📍 深圳市光明区凤凰街道恒泰裕大厦1栋2001
📍 上海市闵行区闵北路88弄5号楼2楼